


【各部の名称と特徴】



【安心してお使い頂くために】

- ①カテーテルポートが、膀胱より下(目安として恥骨より下)になるように調整して装着してください。

*臥位(寝た状態)でのご使用の場合、ベルトを外しウロポケットを股の間、もしくは、足の脇に置いて下さい。装着したままご使用した場合、カテーテルポートが膀胱より高くなり、尿がウロポケット内に入らない恐れがあります。

- ②排尿用キャップを、排尿時以外はストラップへ留めると、邪魔になりません。

