

見える流量可変PCA

高度管理医療機器
一般的名称：加圧式医薬品注入器
JMDNコード：12504003
承認番号21600BZZ00193000

DIB Smart Flow

DIB-PCAシステムⅡ シンプル・高品質の安全性と簡単操作を追求





流量可変装置

見やすく大きな ダイヤル式



- 視認性の高い文字盤で流量の確認ができる
- 流量切替ストロークが大きく、誤操作防止
- プライミング機能付き (11 mL/hr)
- 親しみの持てるハート型専用キー



- 8段階の流量設定が可能 (OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

PCA リザーバー

見えるPCAの 安心感



- ボタン部が透明で薬液が溜まったことや注入されたことが見える
- 押しやすいPCAリザーバー
- PCAリザーバーのクリック音で注入確認できる
- PCAパワーバルーンの膨らみで薬液の流れが確認できる

特定保険医療材料 算定可
携帯型ディスプレイ注液ポンプ
(3) PCA型

ISO 80369-6 (神経麻酔分野)

スライドシェル

SLIDE SHELL



見える薬液量

薬液残量が 10mL 単位で計量できます

製品番号	製品タイプ	最大充填量	流量	PCA	ロックアウトタイム	入数
A12Y33	SD-2Y33F-6	200mL	0~7mL/hr	3mL	30分	10セット

ソフトシェル

SOFT SHELL



大容量で軽量コンパクト

薬液量に応じてバルーンが膨らみます

製品番号	製品タイプ	最大充填量	流量	PCA	ロックアウトタイム	入数
A23Y33	OD-3Y33F-6	300mL	0~7mL/hr	3mL	30分	10セット

● 改良のため製品仕様の一部を予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

DIB DIB International Co.,Ltd.

(販売元)

株式会社 ディヴィンターナショナル

本社

〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル
TEL.03-5684-5684 FAX.03-5684-5686



株式会社 塚田メディカル・リサーチ

(製造販売元)

〒386-2202 長野県上田市真田町本原1931-1
TEL.0268-72-5370 FAX.0268-72-9755