

見える流量可変PCA

高度管理医療機器  
一般的名称：加圧式医薬品注入器  
JMDNコード：12504003  
承認番号21600BZZ00193000

# DIB Smart Flow

DIB-PCAシステムⅡ シンプル・高品質の安全性と簡単操作を追求





## 流量可変装置

### 見やすく大きな ダイヤル式

- 視認性の高い文字盤で流量の確認ができる
- 流量切替ストロークが大きく、誤操作防止
- 親しみの持てるハート型専用キー



● 神経麻酔用



皮下・静脈用



## PCA リザーバー

### 見えるPCAの 安心感

- ボタン部が透明で薬液が溜まったことや注入されたことが見える
- 押しやすいPCAリザーバー
- PCAリザーバーのクリック音で注入確認できる
- PCAパワーバルーンの膨らみで薬液の流れが確認できる（神経麻酔用のみ）



● 神経麻酔用



皮下・静脈用

特定保険医療材料 算定可  
携帯型ディスプレイ注入ポンプ  
(3) PCA型

## スライドシェル

SLIDE SHELL



### 見える薬液量

薬液残量が5mLまたは10mL単位で計量できます

用途	製品番号	製品タイプ	最大充填量	流量	PCA	ロックアウトタイム
● 神経麻酔用	A12Y33	SD-2Y33F-6	200mL	1~7mL/hr	3mL	30分
皮下・静脈用	B11X11	SD-1X11F	100mL	0.5~3.5mL/hr	1mL	10分
皮下・静脈用	B15X11	SD-5X11F	50mL	0.5~3.5mL/hr	1mL	10分

## ソフトシェル

SOFT SHELL



### 大容量で軽量コンパクト

薬液量に応じてバルーンが膨らみます

用途	製品番号	製品タイプ	最大充填量	流量	PCA	ロックアウトタイム
● 神経麻酔用	A23Y33	OD-3Y33F-6	300mL	1~7mL/hr	3mL	30分

- 入数は10セット/箱となります。
- 改良のため製品仕様の一部を予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

**Dib** 株式会社 ディヴィンターナショナル  
**DIB International Co.,Ltd.**  
(販売元)

〒110-0016 東京都台東区台東4-9-2  
TEL:03-5834-3288 FAX:03-5834-3287

**T** 株式会社 塚田メディカル・リサーチ  
(製造販売元)

〒386-2202 長野県上田市真田町本原1931-1  
TEL.0268-72-5370 FAX.0268-72-9755